



Лабимекс ООД

1404 София Ж.К. „Гоце Делчев”, бл.261, Офис Ч

Тел/Факс: (02) 96215 01; (02) 4224161

Тел: (02) 4224160; GSM: 0888 88 02 23

e-mail: office@labimex.bg

<http://www.labimex.bg>




ISO 9001:2008

ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ
КОНСУМАТИВИ, ЛАБОРАТОРНА ПЛАСТМАСА И СЪЪКЛАРИЯ

Оферта Лабимекс ООД

1. Ултразвукова вана Bandelin Sonorex Super RK514BH (изложбен модел)

	Кат. Номер	142-1260
	Обем , л	13,5
	Честота, kHz	35
	Размери ,мм ШхДхВ	355×325×305
	ØхВ ,мм	540×500
	Размери на вана, мм ШхДхВ	325×300×150
	Размер на ваната, ØхВ ,мм	500x195
	Нагревателна мощност, W	400
	Тегло, кг	8,2

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 1999,20 лв без ДДС
12 месеца

2. Кошница K14B за Bandelin Sonorex Super RK514BH




Количество : 1

Цена: 164,64 лв без ДДС

3. Ултразвукова баня Elmasonic S100 9.5 литра (изложбен модел)

- Опростен модел на контролен панел
- Почистващия процес може да се задейства веднага
- Температурата може да бъде зададена от 30 до 80 °C с 5° увеличение.


	Кат. Номер	ELMA1004655
	Обем, л	9,5
	Ултразвукова честота ,Hz	37
	Размери,мм ШхДхВ	365x278x264
	Размери на вана,мм ШхДхВ	300/240/150
	Тегло ,кг	5,9

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 1058,40 лв без ДДС
12 месеца

4. Ebro Temperature logger EBI330-T30 (изложбен модел)

EBI 330-T30 , предлага евтин и удобен начин за следене на температурата при транспорт на стока, която е чувствителна към изменение на температурата.


	Кат. Номер	Ebro 1340-6332
	Точност, °C	±0.5°C (-20° до 40°C) ±0,8°C за останалата част от обхвата
	Резолюция,°C	0.1
	Работен обхват, °C	-30 до 60
	Памет	До 20 000 измервания
	Клас на защита	IP65
	Размери,мм	80x28x12
	Батерия/живот на батерия	Battery (CR2032) 3 V, ~100 дни

Количество : 16
Гаранционен срок:

Цена: 188,16 лв без ДДС
12 месеца

5. Магнитна бъркалка H+P Mono direct (изложбен модел)


- Аналогов контрол и конструкция от неръждаема стомана
- Работна среда: -10°C до 40°C (95% влажност)
- Клас на защита съгласно DIN EN 60529: IP 32

	Кат. Номер	HPLT50094711
	Скорост, (мин ⁻¹)	130-1200
	Размери на плоча,мм	180x215
	ШхДхВ,мм	180x215x35
	Тегло, кг	1,4
	Макс. Работен обем, мл	3000

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 211,70 лв без ДДС
12 месеца

6. Центрофуга Hettich Mikro 220R включително и 12 местен ротор (нов и неизползван)


	Кат. Номер	HETT2205DG-14
	Охлаждане	R404A
	Макс. Капацитет	60x2.0мл, 6x50 мл
	Скорост, об./мин.	18000
	Мах. RCF	31 514
	Ниво на шум,dB(A)	<= 60
	Размери, мм ШхДхВ	330x650x313
	Тегло, кг	42

Количество : 3
Гаранционен срок:

Цена: 6820,80 лв без ДДС
12 месеца

7. Бъркалка IKA Eurostart 100 control (изложбен модел)

- Дигитален контрол
- Тих и компактен модел
- Грешките се извеждат на екрана
- Клас на защита съгласно DIN EN 60529: IP 40


	Кат. Номер	441-0310
	Макс. Обем на разбъркване, л	100
	Скорост, об./мин.	0/30-1300
	Макс. Вискозитет, mPas	70000
	Размери,мм ШхДхВ	86x230x267
	Тегло, кг	4,7

Количество : 1
 Гарантионен срок:


Цена: 1646,40 лв без ДДС
 12 месеца

8. Автоматична пипета Integra PIPETTOR VOYAGER 8 канална

- Моторизиран механизъм
- Цветен екран
- Лесно отстраняване на типчетата

	Кат. Номер	4122			4124		
	Обем, μ л	5.0-125			50.00-1250		
	Тест обем, μ л	12.5	62.5	125	125	625	1250
	Точност, %	6	3	2	6	3	1.5
	Прецизност, %	3,50	1,0	0,7	1,50	0,75	0,50
	Количество	1			2		
	Цена :	1176,00 лв без ДДС					
	Гарантионен срок:	12 месеца					

9. Типчетата Integra PIPETTE GRIP 125 μ л в кутия, нестерилни ;
 Типчетата Integra PIPETTE GRIP 300 μ л , нестерилни



Кат. номер

4423

4431

Количество

10x 96 бр.

1000 бр.


Цена:

70,56 лв без ДДС

35,28 лв без ДДС

10. Integra VIAFLO 96 BASE UNIT ELECTRONIC PIPETTOR

- 96 позиции за пипетиране


	Кат. Номер	VIAFLO 96
	Технология на пипетиране	Въздушно
	Размери, мм ШхДхВ	420x300x540
	Тегло, кг	25,7
	Работна температура, °C	5 до 40

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 6468,00 лв без ДДС
12 месеца

11. Водна баня с разклащане Julabo SW-23 (нова и неизползвана)

- Защита от разливане в следствие от разклащането
- RS232 интерфейс
- Отстраняваща се клатеща кошничка
- Интегрирана циркулационна компа


	Кат. Номер	462-4104
	Темп. Диапазон, °C	20 до 99
	Темп. Стабилност, °C	±0.02
	Скорост на разклащане, (мин ⁻¹)	20-200
	Обем, л	8 - 20
	Размери на ваната, мм ШхДхВ	500x300x180
	Размери, мм ШхДхВ	700x350x260
	Тегло, кг	21,4

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 3292,80 лв без ДДС
12 месеца

12. Водна баня WNE45 Memmert, 45литра (нова и неизползвана)

- Устойчива на корозия
- Неръждаема стомана
- Високо ниво на безопасност


	Кат. Номер	462-3591
	Температурен обхват, °C	+5 от стайна до +95
	Обем, л	45
	Размери на вана,мм ШхДхВ	590x350x220
	Размери ,мм ШхДхВ	818×516×296
Тегло,кг	24	

Количество : 2
Гаранционен срок:

Цена: 893,76 лв без ДДС
12 месеца

13. Охлаждащ инкубатор Sanyo/Panasonic MIR-554

- Енергоспестяващ.
- Програмируем с 12 стъпки, 10 програми.
- Разлика в температурата на камерата : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

	Кат. Номер	MIR-554
	Температурен обхват, °C	-10 до 60
	Размери,мм ШхДхВ	800x832x1810
	Размери на камера,мм ШхДхВ	640x550x1100
	Обем,л	406
	Тегло,кг	195
	Макс. Товар на рафт, кг	50
	Макс. Товар ,кг	250

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 3628,00 лв
12 месеца

14. Система с вакуум помпа Vaccumbrand MD 4C АК+ЕК (нова неизползвана)



Кат. Номер	181-1152
Брой етапи	4
Поток , л/мин	135
Поток , м ³ /ч	8,1
Вакуум без газ баласт, мбар	2
Вакуум с газ баласт, мбар	18
Размери,мм ШхДхВ	357x308x470
Размер,кг	24,5

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 10 143,00 лв без ДДС
12 месеца

15. рН метър WTW PH3210 с SENTIX41 електрод (изложбен модел)

- Осветен графичен дисплей
- Памет за много измервания
- СМС функция (алармира при напускане на границите на измерването)
- 4 Езика на работа




Кат. Номер	662-0996
Обхват, рН	-2,00...+19,99
Точност, рН	±0,01
Калибриране,	1,2,3,4 и 5 точково +16 запаметени буфера
обхват , mV	±1200,0 / ±2500
Темп. Обхват, °С	-5 до +105
Темп. Точност, °С	0.1
Памет	Предходните 5
Обем Памет	200 измервания
IP сер	IP 66/67, GLP

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 588,00 лв без ДДС
12 месеца

16. Ултразвукова вана USC 2100T

- Хомогенно разпределение на ултразвука
- Ниско ниво на шум
- Неръждаема стомана


	Кат. номер	142-0106
	Обем, л	19,6
	Честота, Hz	045/132
	Размери,мм ШхДхВ	530x325x365
	Размери на вана,мм ШхДхВ	500x300x150
	Тегло,кг	12,7

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 1411,20 лв
12 месеца

17. Автоклав VAPOUR – Line 135, вертикален (използван – 1 година)

- RS485 интерфейс
- Интегриран чип запазващ до 150 цикъла
- Одобрен от TUV според EN DIN 61010-2-43 с гъвпав сензор.

	Кат. Номер	481-0691
	Обем, л	135
	Температура,°C	98-138
	Тегло,кг	195/205
	Размери, мм ØxВ	500x660
	размери,мм ШхДхВ	840x965x700

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 6120,00 лв без ДДС
12 месеца

Включени: Кошница за автоклав VAPOUR Line 135 (Ø49 см x 30 см)
Кошница със затворено дъно VAPOUR Line 135 (Ø49 см x 30 см)

18. Тринокулярен микроскоп VISISPOE TL524 (изложбен модел)

- Модерен и ергономичен дизайн
- Двойна масичка , за две проби


	Кат. Номер	630-1574
	Глава	Наклон до 36°, 360 ° ротация
	Окуляр	WF10x/22
	Обектив, ахроматен	10x,20x,40x,100x(в масло)
	Масичка,мм	175x145
	Кондензатор	Ph.N.A. 1,25
	Светлина	P-LED

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 1764,00 лв без ДДС
12 месеца

19. Thermocycler UG096G GRADIENT (изложбен модел)

- Разнообразие от програми
- TFT тъч диспелей (16:9)
- Добра репродукция на резултати
- Лесен за употреба

	Кат. Номер	732-2549
	Точност, °C	±0.1
	Хомогенност, °C	±02, при 75 °C
	Температурен обхват, °C	+4 до 105
	Интерфейс	USB, MS Windows, Linux

Количество : 1
Гаранционен срок:

Цена: 5880,00 лв без ДДС
12 месеца

Цените са валидни до изчерпване на количествата!!!

За допълнително информация, моля пишете на e-mail:

m.angelova@labimex.bg
ndolashkov@labimex.bg

или на телефони:

0885761970
0885757101